


### **Dimensions du support échantillons :**

*Le support comporte 3 emplacements identiques pour recevoir les échantillons.*





Cellules HELIMA disponibles : (Quartz Réf. 404 003 QS)

Pour des températures <70°C


Pour H=57, épaisseur interne=1, 2, 4, 5 ou 6 mm.

Pour H=45, épaisseur interne=1, 2 ou 4 mm.



Fenê tres et entretoises disponibles :

Epaisseur = 1, 2 ou 4 mm.



Epaisseur 1.2mm

